

UTILISATION DE LA CHAMBRE D'INHALATION SANS MASQUE



L'enfant peut être assis ou debout.

Étapes à suivre

1. Découvrez l'inhalateur, placez-le en position verticale (en forme de L) et agitez pendant environ 5 secondes.
2. Placez l'inhalateur dans la chambre d'inhalation.
3. Placer l'embout de la chambre d'inhalation à l'intérieur de la bouche de l'enfant afin qu'il puisse le saisir avec ses dents et fermer ses lèvres sur le morceau.
4. Appuyez sur et essayez d'amener l'enfant à faire l'une des actions suivantes :
 - a. Respiration par la buse: 5 respirations, lentes et un peu profond.
 - b. Respirez profondément et retenez votre souffle pendant 5 à 10 secondes. Vous pouvez à nouveau respirer profondément et retenir votre souffle à nouveau.
5. Si plus de doses sont nécessaires, attendez environ 30-60 secondes pour le prochain battement et répétez les étapes 1 à 5.
6. Couvrez l'inhalateur et rangez-le dans un endroit sec.
7. Avalez de l'eau et expulsez-la.

Rappelez-vous également que :

- Ne secouez pas l'inhalateur avec l'appareil photo.
- Le temps entre l'agitation de l'inhalateur et l'inhalation par l'enfant doit être réduit au minimum.
- Vous devez vérifier si l'enfant bouge la valve.
- L'enfant ne doit pas respirer trop vite.

Nettoyage de la chambre

La chambre est démontée et nettoyée chaque semaine avec du savon et du savon ménager.

Comment éviter l'effet électrostatique ((il y a des pièces où ce n'est pas nécessaire).

L'effet électrostatique diminue la quantité de médicament disponible. Il peut être évité de deux manières:

- 1.- Si la chambre est neuve: 4 à 6 impulsions de salbutamol sont faites dans la chambre, et peu de temps après son ouverture pour la ventilation, et peuvent être utilisées.
- 2.- Lavez-le avec du savon et du savon ménager. Une fois propre, faites tremper pendant 1 minute dans de l'eau et 1 à 2 gouttes de savon. Il ne doit pas être rincé. Laissez sécher à l'air.

- Comment savoir quand l'inhalateur est vide

Si l'inhalateur dispose d'un compteur de dose, vérifiez-le régulièrement.



- Si aucun compteur de dose n'est disponible:
Retirez la cartouche du récipient et placez-la dans un récipient avec de l'eau:

